

**FREEGENOL TEMPORARY PACK****EUGENOL FREE TEMPORARY CEMENT**

For use only by a dental professional in the recommended indications.

**RECOMMENDED INDICATIONS**

Cementation of temporary crowns and bridges.

**CONTRAINDICATIONS**

Avoid use of this product in patients with known allergies to rosin.

**DIRECTIONS FOR USE**

1. Squeeze equal lengths of Base and Accelerator pastes onto the mixing pad.
2. Mix thoroughly for 20-30 seconds.
3. Insert paste into (temporary) crown or bridge and seat onto the prepared dry tooth.
4. Allow to set (3 minutes from start of mixing) and trim excess.
- NOTE: 1. Setting time can be adjusted by using more or less Base (More Base-faster set ; less Base-slower set). Do not go outside Base / Accelerator ratio range 3 : 2 to 2 : 3.
2. If material sticks to tooth or metal, Vaseline may be added up to 25% of total mix.

**STORAGE**  
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

**PACKAGES**  
1-1 pkg : 55g Base, 20g Accelerator, Cleaner and mixing pad.

**CAUTION**  
1. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.  
2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.  
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gceurope.com>  
They can also be obtained from your supplier.

**CLEANING AND DISINFECTION:**  
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 03/2018

**'GC'**  
MANUFACTURED BY  
GC DENTAL PRODUCTS CORP.  
2-285 Tomimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED BY  
GC CORPORATION  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,  
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

CE 0086

**FREEGENOL TEMPORARY PACK****ВРЕМЕНЕН ЦИМЕНТ БЕЗ ЕВЕНОЛ**

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ**

Циментиране на временни корони и мостове.

**КОНТРАИНДИКАЦИИ**

Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към колофон.

**НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА**

1. Извършвайте равни по дължина ленти от пастите на базата и катализатора върху блокчето за размесване.
2. Смесете за 20-30 секунди.
3. Вставете пастата в (временните) корона или мост и ги поставете върху подгответните, подсушени зъби.
4. Оставете да втвърдят (3 минути от началото на смесването) и отстранете излишък.
- NOTE: 1. Установяването на времето може да се промени с използването на повече или по-малко база (повече база – по-брзо втвърдяване на материал). Не променяйте.
2. Ако материалът лепи към зъб или метал, може да добавите същото количество база / Катализатор извън границите 3 : 2 до 2 : 3.
3. Ако материалът се лепи към зъбите или метал, може да добавите базата до 25% от общата смес.

**СЪХРАНЕНИЕ**  
За оптимална ефективност е препоръчително, съхранявайте при температура 4-25°C (39.2-77.0°F).

**ПАКУВАНЕ**  
1-1 pkg : 55g Base, 20g Accelerator, Cleaner and mixing pad.

**ОПАКОВКИ**  
1-1 опак.: 55g База, 20g Катализатор, почистващ разтвор и блокче за размесване.

**ВНИМАНИЕ**  
1. В случаите на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.

2. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

3. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на налични на:

<http://www.gceurope.com>  
Te също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

**ПОЧИСТАВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ**  
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРATHA УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.

НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсяти. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекции средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Последна редакция : 03/2018

Последна редакция : 03/2018

**FREEGENOL TEMPORARY PACK****DOČASNÝ CEMENT BEZ OBSAHU EUGENOLU**

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

**DOPORUČENÉ INDIKACE**

Cementování dočasných korunek a můstku.

**KONTRAINDIKACE**

Neupoužívejte tento produkt u pacientů, u kterých je známá alergie na pryskyřici.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Vytlačte stejně délky báze a akcelerátora na míchací podložku.
2. Micháte důkladně 20-30 sekund.
3. Vložte pastu (do dočasné korunky nebo můstku) a usádte na preparovaný suchý zub.
4. Ponechte ztuhnut (3 minuty od začátku míješaní) a odstráňte přebytky.
- NOTE: 1. Čas tuhnutí může být upraven použitím uporabov veče ili manje količine baze (více baze-brže stvrdňavanie; manje baze-položanje stvrdňavanie).
2. Vzorky megekvert anyagot a(z) (ideiglenes) koronába vagy hídba, majd helyezze a preparált fogra.
3. Načoďte pastu do (vymyslano) korunka ili most i na preparirani, suhi Zub.
4. Ostavite da se stvrdne (3 minute od početka miješanja) i odstraniti višak.

**ZABELEŽKI**  
1. Bremeto za vtvrdjavanje može da se promeni s izpolzovanetо на повече или по-malko baza (повече база – по-брзо втвърдяване на материал база - по-бавно втвърдяване). Не променяйте.

2. Ako materijal lepi k zubu nebo kovu, může být přidána vaselină až do 25% objemu směsi.

**SKLADOVÁNÍ**  
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte při teplotě 4-25°C (39.2-77.0°F).

**BALENÍ**  
Balení 1-1: 55 g báze, 20 g akcelerátora, čistící prostředek a míchací podložka.

**UPOMORNĚNÍ**  
1. V případě zasazení oči ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Ještěste jsou zaznamenány takové reakce, výrobek vše nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

**VNIJAMNIE**  
1. В случаите на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.

2. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

3. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на налични на:

<http://www.gceurope.com>  
Te също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

**ПОЧИСТАВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ**  
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРATHA УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.

Последна редакция : 03/2018

Последна редакция : 03/2018

**FREEGENOL TEMPORARY PACK****CEMENT ZA PRIVREMENO CEMENTIRANJE BEZ EUGENOLA**

Samo za stručnu uporabu i preporučljive indikacije.

**PREPORUČLJIVE INDIKACIJE**

Cementování dočasných korunek a můstku.

**KONTRAINDIKACIJE**

Neupoužívejte tento produkt u pacientů, u kterých je známá alergie na pryskyřici.

**NÁVOD ZA UPORABU**

1. Jednou količinu pasti base a akcelerátoru istisnuti na podlogu za miješanje.
2. Čvrsto miješati 20-30 sekundi.
3. Vložte pastu (do dočasné korunky nebo můstku) a usádte na preparovaný suchý Zub.
4. Ponechte do vtvrdnutia (3 minuty od začiatku miješania) a odstráňte prebytky.
- NOTE: 1. Čas tuhnutia může být upraven použitím uporabov veče ili manje količine baze (více baze-brže stvrdňavanie; manje baze-položanje stvrdňavanie).
2. Vzorky megekvert anyagot a(z) (ideiglenes) koronába vagy hídba, majd helyezze a preparált fogra.
3. Načoďte pastu do (vymyslano) korunka ili most i na preparirani, suhi Zub.
4. Ostavite da se stvrdne (3 minute od početka miješanja) i odstraniti višak.

**ZABELEŽKI**  
1. Bremeto za vtvrdjavanje može da se promeni s izpolzovanetо на повече или по-malko baza (повече база – по-брзо втвърдяване на материал база - по-бавно втвърдяване). Не променяйте.

2. Ako materijal lepi k zubu nebo kovu, může být přidána vaselină až do 25% objemu směsi.

**SKLADOVÁNÍ**  
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte při teplotě 4-25°C (39.2-77.0°F).

**BALENÍ**  
Balení 1-1: 55 g báze, 20 g akcelerátora, čistící prostředek a míchací podložka.

**UPOMORNĚNÍ**  
1. V případě zasazení oči ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Ještěste jsou zaznamenány takové reakce, výrobek vše nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

**VNIJAMNIE**  
1. В случаите на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.

2. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

3. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност на налични на:

<http://www.gceurope.com>  
Te също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

**ПОЧИСТАВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ**  
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРATHA УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.

Последна редакция : 03/2018

Последна редакция : 03/2018

**FREEGENOL TEMPORARY PACK****EUGENOLMENTES IDEIGLENES RAGASZTÓCEMEN**

Samo za stručnu uporabu i preporučljive indikacije.

**PREPORUČLJIVE INDIKACIJE**

Cementování dočasných korunek a můstku.

**KONTRAINDIKACIJE**

Neupoužívejte tento produkt u pacientů, u kterých je známá alergie na pryskyřici.

**NÁVOD ZA UPORABU**

1. Vytlačte stejně délky báze a akcelerátora na míchací pod

