

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

PATTERN RESIN™ LS ACRYLIC RESIN FOR PATTERNS

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To make the pattern of:
 - tapered coping for telescopic crowns and other telescopic crowns.
 - inlay, palatal and lingual bar, connector and clasp.
 - Maryland bridge.
- Temporary sprill for soldering.
- In the mouth for core build up pattern.
- Construction of implant superstructures.

CONTRAINDICATIONS

In susceptible individuals, sensitisation to the product cannot be excluded. Use of the product should be discontinued if allergic reactions are observed.

WARNING
Contains methyl methacrylate. When used directly in the mouth for core build up particular care should be taken to avoid contact with the skin or oral mucosa. In case of accidental contact, immediately remove the offending material and flush the surrounding area liberally with water.

DIRECTIONS FOR USE

1. Powder and liquid preparation
Dispense adequate amounts of powder and liquid into each rubber cup (Fig. 1).

2. Building the coping (for secondary crown patterns of tapered crowns or telescopic crowns)
a) Moisten the tip of the brush with the liquid and pick up a small amount of powder (Fig. 2).

b) Deposit this mixture on the crown and progressively build up the secondary crown pattern by repeating the procedure (Fig. 3).
- In this case, no separating medium is required, but when working on a stone model, GC Acro Sep, GC Multi-Sep or Vaseline should be used as separate wax/vulcanizing agent.
- Clean the brush with liquid after use or during the work if necessary.

3. Checking the internal surface of the pattern
After the resin has set (3 min. at 23°C/73°F), remove the pattern carefully from the internal crown and check the margin and the internal surface (Fig. 4).

4. Fine adjustment

a) Return the pattern to the internal crown and make a uniform thickness (0.3-0.4 mm) by using a bur (Fig. 5).
b) Remove the pattern and check the thickness with the measuring device (Fig. 6).

5. Waxing veneer and Cut out
a) Perform the wax-up with inlay wax (Fig. 7). Note: There is no need to clean the surface of the pattern resin with a cleaning agent before waxing.
b) Cut out the veneer for the facing (Fig. 8).
c) Place the retention beads (Fig. 9).

6. Investing, Burning out and Casting
For a single crown, all procedures can be performed in the usual manner. For a larger pattern, hold at 250°C (482°F) for 1 hour before raising to the final burn out temperature (Fig. 10).

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool place away from direct sunlight.

NOTES

- Do not mix with other chemically cured resins.
- Do not return the residual powder and liquid to the bottle.
- In case of contact with skin wash off with soap and water.

PACKAGES:
1. Powder: 100g, 1 kg
2. Liquid: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 pkg.: 100g powder, 100g (105mL) liquid with accessories

CAUTION

- The liquid is highly FLAMMABLE. Avoid sources of ignition.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gceurope.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use respect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects - Reporting
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gcc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 08/2019

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Многорукова система за многоратна употреба: за да се избегне крстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е уредено.

НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсители.

Дезинфекцията с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употреба на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, както иберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата система за медицинска бдителност: vigilance@gcc.dental

По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 08/2019

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

MANUFACTURED BY:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803, U.S.A.

DISTRIBUTED BY:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN THE U.S.A.

При употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

BG

PATTERN RESIN™ LS АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА МОДЕЛИРАНЕ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ

- За изработване на модели на:
 - конични капета за телескоп корони и други телескоп корони.
 - инлай, палатинални и лингвални греди, съединения и скоби.
 - Мерленд мостове.
- Временно съвързване при припояване.
- В устата за моделиране на пълчета.
- Конструиране на имплантатни надстройки.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
При подаване на индивидуи, не може да се изключи възникването алергични към продукта. Употребата на продукта трябва да се преустанови, ако се забележат алергични реакции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съдържа метил метакрилат. Когато се използва директно в устата за изграждане на пълчета, трябва да се вземат специални мерки за да се избегне контакт с кожата или оралната лигавица. При случан контакт, незабавно отстранете материала и обилно промийте околната област с вода.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

1. Подготвяне на праха и течността
Дозирайте необходимите количества прах и течност в съответните гумени чашки (Фиг. 1).

2. Изграждане на капета (за модели на капета на конични корони или телескоп корони)

- Навлакнете от прах на четката с течността и вземете малко количество от прах (Фиг. 2).
- Поставете сместа върху короната и постепенно изградете вторичния модел на короната, чрез повтаряне на процедурата (Фиг. 3).

3. Контрол на вътрешната поврху на модел
- В този случай не е необходим изолиращ агент, но когато се работи върху гипсов модел, трябва да се използва изолатор, като GC Acro Sep или GC Multi-Sep или вазелин.
- Почистете четката след употреба или во време на работата, ако е необходимо.

4. Фина корекция

- Върнете модела върху вътрешната корона и изолацията борер направете дебелината равномерна (0,3-0,4 мм) (Фиг. 5).
- Наконт тога се моделираи дио скине, а дебелина се провери мним уредяем (Фиг. 6).

5. Оформяне и изрязване за фасета

- Моделирайте от модела жезик (Фиг. 7).
- Забележка: Не е необходимо да почистявате повърхността на моделната пластмаса с почистващ агент преди нанасяне на воска.
- Изрезете воска и оформете мястото за фасетата (Фиг. 8).

6. Опаковане, изгаряне и отливане
При единична корона, всички процедури се извършват по обичайния начин. При по-голям модел, задържте температурата на 250°C (482°F) за 1 час преди повишаване до окончателната температура за изгаряне (Фиг. 10).

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимална работа се препоръчва да се съхранява на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Не смесвайте с други химически полимеризиращи пластмаси.
- Не връщайте остатъците от праха или течността обратно в бутилките.
- При контакт с кожата - измийте със сапун и вода.

ОПАКОВКИ
1. Прах: 100g, 1kg
2. Течност: 100g (105mL), 250g (262mL)
3. 1-1 опаки: 100g прах, 100g (105mL) течност с принадлежностите

ВНИМАНИЕ
Тя е силно ЗАПАЛИМА. Избягвайте източници на искри.

- В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете лекарска помощ.
- Лични предпазни средства (ЛПД) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
- Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS.

Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност налични на: <http://www.gceurope.com>

Тя също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧТИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне крстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е уредено.

НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсители.

Дезинфекцията с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употреба на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, както иберете подходящия орган във вашата страна достъпни чрез следната връзка:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата система за медицинска бдителност: vigilance@gcc.dental

По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 08/2019

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

При употребя, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

CE 2797

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

CS

PATTERN RESIN™ LS AKRYLOVÁ MODELOVA PRYSKYRICE

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE

- Pro zhotovení modelů:
 - konusních kapiček na teleskopické korunky a jiných teleskopických korunek.
 - inlay-k, palatinálních desek a lingválních trmenů, spojek a spon.
 - Marylandhých (adhezivních) můstků.
- Dčasné fixace při pájení.
- V ústech na zhotovení kořtenových dostavbě.
- Implantačních suprastruktur pro implantáty.

KONTRAINDIKACE
U citlivých jedinců může vyvolat přecitlivělost na výrobek. Jestliže jsou zaznamenány alergické reakce, výrobek více nepoužívejte.

UPOZORNĚNÍ
Obsahuje metakrylát. Při použití přímo v ústech, na zhotovení dostavby, je potřeba se obzvlášť pozorně vyhnout kontaktu s pokožkou nebo sliznicí úst. V případě náhodného zasáhnutí sliznice, materiál ihned odstraněte a okolní oblast důkladně opláchněte vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava prášku a tekutiny
Nadávkujte odpovídající množství prášku a tekutiny do gumových kalíšků (obr. 1).

2. Konstrukce kapiček (pro modely sekundárních konusových korunek nebo teleskopických korunek)

- Zvlhčete špičku štětce tekutinou a naberte malé množství prášku (obr. 2).
- Umístěte tuto směs na korunu a dostavte model sekundární korunky opakovaným nanášením (obr. 3).

3. Kontrola vnitřní povrchu modelu
Poté, co pryskyřice ztuhne (3 min. při 23°C/73°F), sejměte optický model z vnitřní korunky a zkontrolujte okraje a vnitřní povrch (obr. 4).

4. Jemné úpravy

- Vraťte vymodelovanou práci na korunku a pomocí frézy zabruste do jednotlivé tloušťky (0,3 - 0,4 mm) (obr. 5).
- Sejměte vymodelovanou práci a zkontrolujte tloušťku práce pomocí měřicího (obr. 6).

5. Zhotovení voskové fazety a redukování

- Vymodelujte dostavbu za použití inlejeového vosku (obr. 7).
Poznámka: Před nanášením vosku není potřeba čistit povrch modelovací pryskyřice čistícím prostředkem.
- Uvolněte prostor (redukování) pro fazetu (obr. 8).
- Umístěte retenční perly (obr. 9).

6. Zatemlení, vypálení a odlití
Pro jednotlivou korunku mohou být všechny kroky prováděny běžným způsobem. Větší modely je třeba před zvýšením teploty na konečnou vypalovací teplotu ponechat 1 hodinu při 250°C (482°F) (obr. 10).

USKLADNĚNÍ
Pro optimální výsledek se doporučuje skladovat na chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření.

POZNÁMKY
2. Nevracejte zbytek prášku a tekutiny zpět do lahvičky, přijte nego se modelirani dio skine, a deblina se provjeri mjim uredajem (sl. 6).

BALENÍ
1. Prášek: 100 g, 1 kg
2. Tekutina: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
3. Balení 1-1: 100 g prášku, 100 g (105 ml) tekutiny s příslušenstvím

UPOZORNĚNÍ
1. Tekutina je vysoce HOŘLAVÁ. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznicení.

- Neměchejte s jinými chemicky tuhneoucími pryskyřicemi.
- Nevracejte zbytek prášku a tekutiny zpět do lahvičky, přijte nego se modelirani dio skine, a deblina se provjeri mjim uredajem (sl. 6).

OPAKOVANÉ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybnosti. Znehodnotte, pokud došlo k poškození úpravovacího systému.

NEPONORUJTE. Aby nedocházelo k zasažení a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce die místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud obdržíte upozornění o jakémkoliv nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřícímu úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Na taj čete našim doprinijeti poboljšanja sigurnosti ovog proizvoda. Zadrjite izdanje: 08/2019

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Prilo uporabite pazljivo proč tilo upute.

HR

PATTERN RESIN™ LS AKRILAT ZA MODELIRANJE

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučanim indikacijama.

PODRUČJA PRIMJENE

- Pro zradbu modeliranih dijelova:
 - konusnih krunica i drugih teleskopskih krunica.
 - inleja, podjezličnog i palatinalnog luka, spojki i kvacica.
- Privremeni koščić za lemjenje.
- Direktno oblikovanje u ustima za nadogradnju.
- Konstrukcija suprasrukture za implantate.

KONTRAINDIKACJE
U rijetkim slučajevima ovaj proizvod kod nekih osoba može izazvati preosjetljivost. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječničku pomoć.

UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži metil metakrilat. Kada se upotrebljava u ustima, posebno se mora paziti da se izbjegne bilo kakav kontakt proizvoda i usne šupljine. U slučaju kontakta odmah uklonite proizvod i isperite obilno vodom.

UPUTE ZA UPORABU
1. Priprema praška i tekućine
U svaku gumenu posudu staviti odgovarajuću količinu praška i tekućine (sl. 1).

2. Izrada kapice (za vanjsku krunicu konusne ili teleskopske krunice)

- Vlh kista navlažit tekućinom i uzeti malu količinu praška (sl. 2).
- Mješavinu nanijeti na krunicu i modelirati vanjsku krunicu, više puta ponavljajući postupak (sl. 3).
- Pri tome nije potrebno nikakvo sredstvo za izolaciju. Međutim, ako se radi na sadrenom modelu, kao sredstvo za izolaciju valja upotrijebiti GC Acro Sep, GC Multi-Sep ili vazelin.
- Kist očistiti tekućinom nakon uporabe, ili ako je potrebno tijekom rada.

3. Provjera unutrašnje površine modeliranog dijela
Nakon strvrdnjavanja akrilata (3 min. na 23°C/73°F), modelirani dio treba oprezno odvojiti od primarne krunice i provjeriti rubove i unutrašnju stranu (sl. 4).

4. Fino prilagodavanje

- Modelirani dio ponovno se postavi na primarnu krunicu i obradi odgovarajućom frezom dok se ne postigne jednolična debljina krunice (0,3-0,4 mm) (sl. 5).
- Nakon toga se modelirani dio skine, a debljina se provjeri mjernim uređajem (sl. 6).

5. Zhotovo i voskove fazete a redukovanj

- Vymodelujte dostavbu za použi inlejevog vosku (obr.

Pre použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

PATTERN RESIN™ LS AKRYLOVÁ ŽIVICA NA ZHOTOVOVANIE MODELOV

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE

- (1) Pre zhotovenie modelov:
 - kónusových čiapčiek na teleskopické korunky a iných teleskopických koruniek.
 - inlejev, palatálnino a lingválneho oblúka, spojky a spony.
- Maryland mosťček.
- (2) Dočasné dlahovanie pri spätkovaní.
- (3) V ústach na zhotovenie koreňových dostavieb.
- (4) Konštrukcia supraštruktúr pre implantáty.

KONTRAINDIKÁCIE
V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

UPOZORNENIE
Obsahuje metakrylát. Pri použití priamo v ústach, na zhotovenie koreňovej dostavby, sa treba obzvlášť pozorne vyhnúť kontaktu s pokožkou alebo sliznicou úst. V prípade náhodného zasiahnutia, materiál ihneď odstráňte a okoloit oblasť dôkladne opláchnite vodou.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Príprava prášku a tekutiny
Potrebne množstvo prášku a tekutiny nadávkujte do jednotlivých gumových kaľičiekov (obr. 1).
2. Konštrukcia čiapčiek [pre modely sekundárných kónusových koruniek alebo teleskopických koruniek]
a) Hrot štetca navlhčíte tekutinou a naberte malé množstvo prášku (obr. 2).
b) Telo zmes naneste na korunku a postupne, opakovaním daného postupu, vyhynajte model sekundárnej korunky (obr. 3).
- V tomto prípade potrebá používať separátor, ak však pracujete na modeli z kamennej srahy, mali by ste použiť ako separátor GC Acro Sep, GC Multi-Sep alebo vazelinu.

3. Kontrola vnútorného povrchu modelu
Po stvrdnutí živic (3 min, pri 23°C/73°F) opätne vyberte model z vnútornej korunky a skontrolujte marginálny a vnútorný povrch (obr. 4).

4. Jemné opracovanie
a) Model vložte späť do vnútornej korunky a pomocou frézy zarovnáte na rovnakú hrúbku (0,3-0,4 mm) (slika 5).
b) Model vyberte a jeho hrotu skontrolujte pomocou meradla (obr. 6).

5. Zhotovenie voskovej fazety a redukovanie
a) Z inlejšových modelov zhotovte dostavu (obr. 7).
Poznámka: Povrch modelovacej živice potrebá pred nanesením vosku čistiť čistiacim činidlom.
c) Urobte výrez (redukovanie) pre fazetu (obr. 8).
c) Naneste reténec perly (obr. 9).
6. Zatemňovanie, vypalovanie a odlátie
U jednej korunky možno všetky postupy vykonávať zvyčajným spôsobom. Väčšie modely treba pred zvýšením teploty na konečný vypalovací teplotu ponechať 1 hodinu pri 250°C (482°F) (obr. 10).

USKLADNENIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa odporúča skladovanie na chladnom mieste mimo dosahu slnečného svetla.

POZNÁMKY:
1. Nemiešajte s inými chemicky tuhnuúcimi živcami.
2. Zvyšky prášku a tekutiny nevracajte späť do fľaštičky.
3. V prípade zasiahnutia pokožky, pokožku umyte vodou a mydlom.

BALENIE
1. 1. Prášok: 100 g, 1 kg
2. Tekutina: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
3. 1-1 páket: 100g práhu, 100g (105ml) tekocino v pripomôcki

OPOZORNENIE
1. Tekutina je vysoko HORĽAVÁ. Udržujteajte mimo dosahu zdrojov zapálenia.
2. V prípade zasiahnutia očí, ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
3. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS.
Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozíci na adrese:
http://www.georope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKČIA
DÁVKOVACIE SYSTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie.
Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď zlikvidujte.
NEPONAŽUJTE DO TEKUTINY. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte a registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti od regionálnych / národných smerníc.
Hásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné účinky, pri používaní tohto výrobku vráťte ťach, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadanim správnej authority Vašej krajiny, na nasledujúcom liniku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vnútornom systéme sledosti: vigilance@gc.dental

Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.
Naposledy upravené: 08/2019

Pre uporabo predvidno preberite navod za uporabo.

SL

PATTERN RESIN™ LS AKRILATNA SMOLA ZA MODELE

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE

- (1) Izdelava modelov za:
 - konusne prevleke in druge teleskopske prevleke inlejev, palatinalni in lingvalni lok, konektor in zapono Maryland mostiček.
- (2) Začasni splintji pri lotanju.
- (3) Izdelava modela za nazidek v ustih.
- (4) Konstruiranje implantatnih nadgradenj.

KONTRAINDIKACIJE
Pri dovoznih posameznikih je možna senzibilizacija na izdelek. Z uporabo izdelka ne smete nadaljevati, če se pojavi alergična reakcija.

OPOZORILO

Vsebuje metakrilat. Pri uporabi neposredno v ustih, pri izdelavi nazidka, je potrebna posebna pazljivost, da ne pride do stika materiala s kožo ali ustno sluznico. V primeru stika material takoj odstranite in okolico izdatno sperite z vodo.

NAVODILA ZA UPORABO

- Príprava práhu in tekocine**
Razdelite potrebni količini práhu in tekocino v posamezno gumijasto posodico (Silka 1).
- Izdelava prevleke (za model sekundarne prevleke konusne ali teleskopske prevleke)**
a) Navlažite konico čopiča s tekocino in z ním dvignite majhno množino količinu práhu (Silka 2).
b) Mešanko odložite na prevleko in postopoma zgradite vzorec (odstranite prevleke, tako da postopek ponavljate silka 3).
- V tem primeru ne potrebujete separatora, pri delu na mavčvem modelu pa uporabite kot separator GC Acro Sep, GC Multi-Sep ali vazelinu
- Očistite čopič s tekocino po uporabi ali med delom, če je to potrebno.
- Preverjanje notranje površine modela**
Ko se smola stvrdi (3min, pri 23°C/73°F) modelovano odstranite z notranje prevleke in prevente debelino v notranjo površino (Silka 4).
- Fine prilagoditve**
a) Model postavite nazaj na notranjo prevleko in s pomočjo svedra izdelajte enakomerno debelino (0,3-0,4 mm) (silka 5).
b) Odstranite model in prevente debelino z merilno napravó (silka 6).
- Voskanje fasete in izrezanje**
a) Navoskajte z inlejev voskom (silka 7).
Návodilo: Pred voskanjem Pattern Resin površine ni potrebno čistiti s čistilom.
b) Izrežite lusko za fasetiranje (silka 8).
c) Namestite retencijske perle (silka 9).
- Viaganje, zagrevanje in hlajenje**
Pri solitih prevlekih lahko vse postopke izvedete na običajen način. Pri večjih modelih postavite temperaturo 1 uro na 250°C (482°F), preden jo dvignete na končno temperaturo za izogrevanje (silka 10).
- SHRANJEVANJE**
Za optimalne lastnosti, hranite na hladnem prostoru stran od direkte sončne svetlobe.

NAVODILA
1. Ne mešajte z drugimi smolami s kemičnim strjevanjem.
2. Naporabljenega práhu in tekocino ne vračate v stekleničko.
3. V primeru kontakta s kožo sperite z milom in vodo.

PAKIRANJE

- Práh: 100g, 1 kg
- Teočina: 100g (105ml), 250g (262ml)
- 1-1 páket: 100g práhu, 100g (105ml) tekocino v pripomôcki

OPOZORIŁI

- Teočina je visoko GORĽJIVA. Izogibajte se virom gorenja.
- U slúčajú dodira s očima, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Osebná varovalna oprema kot so rukavice, obrazná maska in začiatná očala se morá vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omejeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifícirani kot nevami glede na GHS.

Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.georope.com
Latko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠEENIE I DEZINFEKČIA
SISTEM ZA VEKFRATNO UPORABO: da se izognete navzkržni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOOE SREDSTVO ZA DEZINFEKČIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstvenoi infektnoi kontroli skladno z regionalno/nacionalnim smernicami.
Obvestovanje o neželenim dejstvih:
Ako postanete svetsni bod kakvih neželenjih dejstava, reakcija ili slíchnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni v ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajućii sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na našim internim sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način besede prispevati k izboljšanju varnosti tega izdelka.
Zadnja izdaja: 08/2019

Pre upotrebu pažljivo pročitati uputstvo.

SR

PATTERN RESIN™ LS AKRILAT ZA MODELOVANJE

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučanim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE

- (1) Za izradu modelovanih delova:
 - konusnih krunica i drugih teleskopskih krunica.
 - inleja, podjezičnog i palatinalnog luka, spojki i kvačica.
 - adhezivnih mostova.
- (2) Privremeni splint.
- (3) Direktno oblikovanje u ustima za nadoknadu.
- (4) Konstrukcija suprastruktura za implantate.

KONTRAINDIKACIJE

U retkim slučajevima ovaj proizvod kod nekih osoba može izazvati preosetljivost. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekarsku pomoć.

UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži metil metakrilat. Kad se upotrebljava u ustima, posebno da se pazi da se izbegne bilo kakav kontakt proizvoda i usne šupljine. U slučaju kontakta odmah uklonite proizvod i isperite obilno vodom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Príprama práhu i tečnosti**
U svaku gumenu posuduicu staviti odgovarajuću količinu práhu i tečnosti (sil. 1).
- Izrada kápice (za spojašnju krunicu konusne krunice)**
a) Vrh četkice navlažite tečnošću i uzeti malu količinu práhu (sil. 2). b) Mešanku nanesi na krunicu i modelovati spojišnju krunicu, više puta ponavljajući postupak (sil. 3).
- Pri tom nije potrebno nikakvo sredstvo za izolaciju. Međutim, ako se radi na gipsnom modelu, kao sredstvo za izolaciju treba upotrebiti GC Acro Sep, GC Multi-Sep ili vazelin.
- Četkicu očistiti tečnošću posle upotrebe, ili ako je potrebno tokom rada.
- Provera unutrašnje površine modelovanog dela**
Posle stvrdnjavanja akrilata (3 min. na 23°C/73°F), modelovani deo treba oprežno odvojiti od primarne krunice i proveriti rubove i unutrašnju stranu (sil. 4).
- Fine prilagoditve**
a) Modelovani deo ponovo se postavi na primarnu krunicu i obradi odgovarajućom frezom dok se ne postigne jednolčna debljina krunice (0,3 – 0,4 mm) (sil. 5).
b) Posle toga se modelovani deo skine, a debljina se proverí merim uređajem (sil. 6).
- Voštanó modelovanje i izrada retencijskog prozora za estetsku ljuku**
a) Konačni oblik krunice modeluje se voskom za inleje (sil. 7). Pažnja: Nije potrebno čistiti površinu Pattern Resin pre nanošenja.
b) Izrežite prozor za estetsku ljuku (sil. 8).
c) Nanesi kuglice za retenciju (sil. 9).
- Viaganje, zagrevanje i hlajenje**
Pri solitih prevlekai vosku svi postupci provode na običajan način. Kod većih radova temperatru treba održavati jedan sat na 250°C, pre nego što se zagreje na temperaturo livanja (sil. 10).

ČUVANJE

Za optimalnu upotrebu preporučuje se čuvanje na hladnom mestu daleko od sunčeve svetlosti.

PAŽNJA

- Ne mešati s drugim hemijskj polimerizujućim akrilatima.
- Ostatak práhu i tečnosti ne vraćati ponovo u bočicu.
- U slučaju dodira tečnosti s kožom, isprati sapunom i vodom.

PAKOVANJE

- Práh: 100 g, 1 kg
- Teočnost: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
- 1-1 pakovanje: 100 g práha, 100 g (105 ml) teočnosti, pribor

OPUZORENJE

- Teočnost je ZAPALJIVA. Izbegavajte izvore vatre.
- U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
- Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS.
Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.georope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠEENJE I DEZINFEKČIA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećeno spravi baciti.
NE UPONAŽUJTE U TEKOJE SREDSTVO ZA DEZINFEKČIJO. Temeljno očistite višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prčjavnine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstvenoi-infekciovii kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicami.
Obvestavanje o neželenim dejstvima:
Ako postanete svetsni bod kakvih neželenjih dejstava, reakcija ili slíchnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni v ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajućii sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na našim internim sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.
Posljednja verzija: 08/2019

Перед застоуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

PATTERN RESIN™ LS АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА ДЛЯ МОДЕЛОВАНИЯ

Для використання лише зубними техніками та лікарямистоматологами в випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАНИЯ

- (1) виготовлення шаблонів:
 - Конічних конвэлків для телескопичних коронок та інших телескопичних коронок.
 - Вкладок, піддєзичних та язичних дуг, з'єднувачів та кламерів.
 - Мерлянд-мостиків.
- (2) Прив'язування сплінту.
- (3) Директно обліковування в устіма за надокнаду.
- (4) Конструкція супраструктура за імплантате.

КОНТРАІНДУКАЦІЯ

U retkim slučajevima ovaj proizvod kod nekih osoba može izazvati preosetljivost. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekarsku pomoć.

UPUZORENJE

Ovaj proizvod sadrži metil metakrilat. Pri uporabi neposredno v ustih, posebno da se pazi da se izbegne bilo kakav kontakt proizvoda i usne šupljine. U slučaju kontakta odmah uklonite proizvod i isperite obilno vodom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Príprama práhu i tečnosti**
U svaku gumenu posuduicu staviti odgovarajuću količinu práhu i tečnosti (sil. 1).
- Izrada kápice (za spojašnju krunicu konusne krunice)**
a) Vrh četkice navlažite tečnošću i uzeti malu količinu práhu (sil. 2). b) Mešanku nanesi na krunicu i modelovati spojišnju krunicu, više puta ponavljajući postupak (sil. 3).
- Pri tom nije potrebno nikakvo sredstvo za izolaciju. Međutim, ako se radi na gipsnom modelu, kao sredstvo za izolaciju treba upotrebiti GC Acro Sep, GC Multi-Sep ili vazelin.
- Četkicu očistiti tečnošću posle upotrebe, ili ako je potrebno tokom rada.
- Provera unutrašnje površine modelovanog dela**
Posle stvrdnjavanja akrilata (3 min. na 23°C/73°F), modelovani deo treba oprežno odvojiti od primarne krunice i proveriti rubove i unutrašnju stranu (sil. 4).
- Fine prilagoditve**
a) Modelovani deo ponovo se postavi na primarnu krunicu i obradi odgovarajućom frezom dok se ne postigne jednolčna debljina krunice (0,3 – 0,4 mm) (sil. 5).
b) Posle toga se modelovani deo skine, a debljina se proverí merim uređajem (sil. 6).
- Voštanó modelovanje i izrada retencijskog prozora za estetsku ljuku**
a) Konačni oblik krunice modeluje se voskom za inleje (sil. 7). Pažnja: Nije potrebno čistiti površinu Pattern Resin pre nanošenja.
b) Izrežite prozor za estetsku ljuku (sil. 8).
c) Nanesi kuglice za retenciju (sil. 9).
- Viaganje, zagrevanje i hlajenje**
Pri solitih prevlekai vosku svi postupci provode na običajan način. Kod većih radova temperatru treba održavati jedan sat na 250°C, pre nego što se zagreje na temperaturo livanja (sil. 10).

ČUVANJE

Za optimalnu upotrebu preporučuje se čuvanje na hladnom mestu daleko od sunčeve svetlosti.

PAŽNJA

- Ne mešati s drugim hemijskj polimerizujućim akrilatima.
- Ostatak práhu i tečnosti ne vraćati ponovo u bočicu.
- U slučaju dodira tečnosti s kožom, isprati sapunom i vodom.

PAKOVANJE

- Práh: 100 g, 1 kg
- Teočnost: 100 g (105 ml), 250 g (262 ml)
- 1-1 pakovanje: 100 g práha, 100 g (105 ml) teočnosti, pribor

OPUZORENJE

- Teočnost je ZAPALJIVA. Izbegavajte izvore vatre.
- U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
- Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS.
Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.georope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠEENJE I DEZINFEKČIA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećeno spravi baciti.
NE UPONAŽUJTE U TEKOJE SREDSTVO ZA DEZINFEKČIJO. Temeljno očistite višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prčjavnine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstvenoi-infekciovii kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicami.
Obvestavanje o neželenim dejstvima:
Ako postanete svetsni bod kakvih neželenjih dejstava, reakcija ili slíchnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni v ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajućii sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na našim internim sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.
Posljednja verzija: 08/2019

Перед застоуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

TR

PATTERN RESIN™ LS MODEL ICHNI AKRILİK REZİN

Sadece Diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından önerilen endikasyonlarda kullanılır.

TAVSİYE EDİLEN ENDUKASYONLAR

- (1) 1-Modelin almak için;
 - Açılı teleskopik kurunlarda ve diğer teleskop kurunlarda.
 - Inlejev, palatinal ve lingual bar yapımında, kroşve ve bağılayıcılarda.
 - Maryland köprülerinde.
- (2) Geçici splint ve hehirlemeede.
- (3) Ağzda post kor yapımında.
- (4) Implant üst yapılarında.

KONTRENDIKASYONLAR

Ürüne alerjiy ödubduğun süphe ediliđi hallerde kullanılmamalıdır. Alerjik reaksiyon gözleñidici durumlarda derhal ürüne temas kesilmelidir.

UYARI

Metil metakrilat için.Direk ağızda kullanıldıđı hallerde deri ve mukozla ile temasından kaçınılmalıdır. Kaza ile temas halinde mazeme derhal uzaklaştırmalı, temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.

KULLANMA TALIMATI
1. Toz ve likidin hazırlanması;
(1) Her miktarıda toz ve likidi iki ayrı plastik godevey koyun (Şekil-1).

- Model yapımı(Açılı Kurunların veya diğer teleskopik kurunların inkiçli modelini inçin)**
a)İfçarıncı ucunu sılatın ve bununa köküç bir parça toz alın (Şekil-2). b)İçine karıştırmı için göküç model üzerine yığarak, modelini bitiren kadar ipleme devam edin (Şekil-3).
- Açılı modelin izolasyonu için:
- Açılı model izolasyon için: GC Acro Sep, GC Multi-Sep veya vazelin ile üzeren yapıılır.
- Gerekiirse çalıřma sırasında yada alıřmaya bitirdikten sonra fırçayı ılık ile temizleyiniz.
3. Reçine modelin iç yüzeylerini çarlımayınız
Reçine sertleştikten sonra (23°C' de 3 dakika) model diklatkice çıkartın, iç yüzeyini ve kenarlarını kontrol edin (Şekil-4).
- Hassas düzeltmeler**
a) Reçine model alç göküçde yerleřtirdikten sonra standart bir kalınlık (0,3-0,4 mm) elde etmek için freze model çervesini aşındırın (Şekil-5).
5. Mum Veneer Uygulanması ve Çıkarılması;
a)Modeli yum ve tamamlayın (Şekil-7). b) Pattern resin modelin yüzeyine mum uygulamadán önce herhangi bir temelzeme ipleme gereklil deđildir.
4. Konektajlar
a) Uzlieflet modeli uz iekşâđı kroşna an ar uburli zıfızidnetiâ tiâ biezumú (0,3-0,4 mm).
b) Nopemlet modeli an pârbaudet biezumú ar meriçleri (6.âtı.).
c) Tutuculuk inçilerin yerleřtirn (Şekil-9).
- Mum Veneer Uygulanması ve Çıkarılması;**
Tek kuron için bilinen uygulama yanlıdır. Daha büyük reçine modellerde yakma ipleminden önce ırevratmak kalı 250°C' de 1 saat tutulmalıdır (Şekil-10).

SAKLAMA
En iyi performans için tavsiye edilen güneş ışınından uzakta serin yerde saklayınız.

NOT

- Diğer kimyasal sertleşen reçinelerle karıştırılmayn.
- Kalan toz ve likidi işiyege geri koymayın.
- Deriye temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkayın.

PAKETLER

- Toz: 100 gr veya 1kg
- Likit: 100 gr (105 ml) veya 250 gr (262 ml)
- Likit LS: 100 gr (105 ml) veya 250 gr (262 ml)
- 1-1 Paket a) 100 g. Toz, 100 g (105 ml) Likit, aksesuarlar ile.
b) 100 g. Toz, 100 g (105 ml.) Likit LS, aksesuarlar ile.

DIKKAT

- Likit yüksek YANICI özelliktedir. Tutuşabileceđi etkenlerden uzak durun.
- Gözle temas halinde derhal bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alın.
- Demce eldiven, yüz maskesi ve guvenlik gözüglü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.

Önceki kullanımla kılavuzlarda referen elde bazı ürünlere GHS'e göre zararlı sınıflandırılmıştır.

Daıma kendinizi aşğıdaki linke mevcut olan güvenlik bilgi pusulalarına abitirablrınız:

http://www.georope.com
Aynı zamanda tedbirleçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME VE DEZENFEK
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SISTEM: Hastalar arasında apraz kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerektirmektedir. Kullanılmadan hemen sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma için etkeleyin. Eğer zarar gömüřse cihazı ope atın.

TİRİřANA UN DEZINFEKÇIA
ATK RTOTI LIETUOJAM S IERICES:İsa izvarıtros no şķersinfekcijas starp pacientiem, šai ierici ir nepieciešams vidējā līmeņa dezinfekcija. Uzreiz pēc lietošanas ierici uz ilzmini apskatīt un novērtēt tās stāvokli. Ja ierice ir bojāta, tūlītārti