

EG - biztonsági adatlap (91/155/EWG)

Termék: Bendeck spray - **Rendelési száma:**
1C0561
Kiadás dátuma: 2014

1. ANYAG / KISZERELÉS ÉS EREDET BIZONYÍTVÁNY

1.1 Az anyag és a kiszerelés meghatározása

Kereskedelmi megnevezés: Olajozó spray kézidarabokhoz,
550 ml-es palackban

1.2 A gyártó / importőr (forgalmazó) meghatározása

Gyártó neve: Foshan Coxo Medical Instrument CO., LTD

Utca: Building A4 A Zone, Guangdong New Light Source Industrial Base,
Langsha, Loucun, Shishan town, Nanhai District Irányítószám / város:
Foshan, Guangdong Province 528319

Tel: **+86 757-66692050**

Fax: **+86-757-81800058**

Illetékes: az orvosi termékekkel megbízott biztonsági szakember

Importőr: Fair-Trade Dental Kft.

Cím: 2094 Nagykovácsi Károli Gáspár u. 10.

Tel: 06 1 792 7332

Fax: 06 1 792 7344

1.3 Felvilágosítás szükséghelyzetben: az általános nyitvatartási időn túl:

112 segélyhívó

1.4 Felhasználási terület

Szórófejes ápoló spray fogorvosi kézidarabokhoz, levegős
motorokhoz és a Multiflex rendszerhez.

1.5 Csomagolás

Típusa: Egyszer-használatos aerosol doboz acéllemezről.

1.6 Használati utasítás

Lásd a tartályra nyomtatva

1.7 Gyártási információk

Szériaszám, a tartályra nyomtatva.

2 ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐK MEGHATÁROZÁSA

2.1 Kémiai meghatározás

Zsírsvaj olaj, az FDA előírásainak megfelelő hatóanyagokkal, oldószer,
mághajtó gáz: propán-bután

2.2 Összetétel

CAS Nr.	Leírás	Összetétel %	Jel (e)	r- mondat
74-98-6/106-97-8	Propán-bután	30-50	F+	12

3 A KÖRNYEZETRE ÉS AZ EMBERRE HATÓ LEHETSÉGES VESZÉLYEK

3.1 Veszélyességi tudnivalók

Rendkívül gyúlékony. Használat során robbanékony / gyúlékony
gőz-levegő keverékének képződése lehetséges. Az oldószer-gőz

nehezebb a levegőnél, így összegyűlhet a padló magasságában és a mélyedésekben.

4 ELSŐSEGÉLY TUDNIVALÓK

4.1 Elsősegély belégzés esetén

Friss levegő biztosítása, szükség szerint keressünk fel orvost. Eszméletvesztés esetén fektessük a sérültet oldalra, adjunk neki mesterséges lélegeztetést, oxigént.

4.2 Elsősegély bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel és szappannal mossuk le, használjunk kézkrémet.

4.3 Elsősegély szembe kerülés esetén

Bő vízzel mossuk ki, keressünk fel szakorvost.

5

TŰZOLTÁSI TULAJDONSÁGOK

5.1 Alkalmas tűzoltószerek

Hab, széndioxid, száraz oltószerek, porlasztott víz.

5.2 Tűzoltási előírások

Tűz esetén a nem sérült tartályokat azonnal távolítsuk el a veszély körzetéből, ha ez nem lehetséges, akkor vízzel hűtsük azokat. Robbanás, hasadás veszély!

6

TEENDŐK SZIVÁRGÁS ESETÉN

Tűzforrástól tartsuk távol!

Kiömlött terméket jó nedvszívó képességű anyaggal itassuk fel.

A szivárgó tartályokat különítsük el a többitől, és a használati utasításban leírtaknak megfelelően járjunk el.

7

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

Csak jól szellőző helyen használjuk.

Tűzforrástól tartsuk távol.

Használata és tárolása közvetlen közelében tilos a dohányzás.

7.2 Raktározás és tárolás

Óvjuk a naptól, ne tároljuk személyautó utasterében.

Tartsuk be a tűzveszélyes aerosol tárolására vonatkozó TRG300 szabvány előírásait.

Az előállítás után maximum 24 hónapon keresztül tároljuk.

8 ROBBANÉKONYSÁG ÉS A SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS MEGHATÁROZÁSA

8.1 A tartalom robbanékonyágának leírása

Propán-bután - MAK érték 1000 ppm, aliphatikus szénhidrogén - munkahelyi határérték TRGS404 szabványnak megfelelően 350 ppm.

8.2 Személyes védőfelszerelés

8.2.1 Védőmaszk belégzés elkerülése végett

Abban az esetben szükséges, ha a helységnek, ahol használjuk nem jó a szellőzése

8.2.2 Bőrfelület védelme

Amennyiben a bőrrel való érintkezés lehetősége felmerülhet, használjuk védőkesztyűt.

- 8.2.3 Szem védelme
Nagy mennyiségű felhasználás esetén használjunk védőszemüveget.
Védő és higiénikus előírások

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

9.1	Optikai	tulajdonságok
	Forma:	
	Szín:	
	Szag:	
9.2 Biztonsági adatok (67/548/EWG vagy más szabvány szerint)		
Állagváltozás::	nem ismert	
Lobbanás	pont:	nem ismert porlasztott kód
Gyulladáspont:	< 300C	
Sűrűség:		
Oldódás:		
PH érték		
Viszkozitás:		
Robbanási	határ:	nincs adat
(20 °C) 0,7 g/ml	FEA 605 D	
(20 °C) vízben nem oldódik	(20 °C) nem ismert	nem ismert

10 STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

10.1 Termikus bomlás

Nem jön létre a rendeltetésszerű használat során.

10.2 Veszélyes reakciók

Hasadásveszély 50 °C felett.

10.3 Veszélyes bomlás

Nem jön létre rendeltetésszerű használat során.

11 TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK

Tartalma: propán-bután és aliphaticus szénhidrogén (lásd 2 pont)

A meghajtógáz és az oldószer pára nagy mennyiségű belélegzése esetén, narkotikus tünetek léphetnek fel. Hosszas és ismételt belélegzés egészségkárosodáshoz vezethet.

Az oldószert azonnal távolítsuk el a bőrről, intenzív érintkezés esetén.

Hosszas és ismétlődő bőrérítkezés esetén, bőrirritációt okozhat.

A termék toxikológiai jellemzői nem ismertek.

12 ÖKOLÓGIAI JELLEMZŐK

12.1 Élővíz-veszélyeztetési jellemzők (WKG)

WKG 1 osztály (VCI standardnak megfelelően)

12.2 Vízhálózat veszélyeztetési jellemzők

A koncentrált hatóanyagot tilos a lefolyóba, vagy nyílt vízbe juttatni.

13 HULLADÉK KEZELÉSE

A tartályt teljesen ürítsük ki, beleértve a meghajtó-gázt is. Ezután minden különleges bánásmód nélkül kezelhetjük az üres tartályt. A hulladékot, a helyi szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően (európai 150104 norma) fém és papírsomagolásként szétválasztva tároljuk.

14 SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁS

14.1 Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE szabályoknak megfelelően

GGVS: 1950 Tűlnyomással rendelkező bután tartalmú termék és speciálbenzin osztály: 2. , betű: 5F,

keretszám: 2201
ADR: 1950 Túlnyomással rendelkező bután tartalmú
termék és speciálbenzin
osztály: 2., betű: 5F, keretszám: 2201 GGVE: 1950
Túlnyomással rendelkező bután tartalmú termék és
speciálbenzin osztály: 2., betű 5F, keretszám: 201
RID: 1950 Túlnyomással rendelkező bután tartalmú termék és speciálbenzin
osztály: 2., betű 5F, keretszám: 201

14.2 Tengeri, folyami szállítás IMDG/GGVSee szabályoknak megfelelően

GGVSee/IMDG: Aerosols, containing butane and petroleum spirit
Class 2.1 Page 9022 Pkg-Group: --- UN-No:
1950 EmS-No: 2-13 MFAG-No: 310

14.3 Légi szállítás ICAO és IATA-DGR szabályoknak megfelelően

ICAO/IATA-DGR: Aerosols, flammable n.o.s. containing butane
and petroleum spirit
Class: 2.1 Sub-Risk: — Pkg-Group: II UN-No.: 1950
Pkg-Notes: Pass 203/75 kg Cargo 203/150kg

14.4 További szállítással kapcsolatos jellemzők

A Packing-Group a IATA/DGR estén csak átcsomagolásra szolgál, ezért a szállítónak
nem kell a Shippers Certificate-ra felvezetni.

15 ELŐÍRÁSOK

15.1 Jelölések feltüntetése

15.1.1 Gyúlékony, tűzveszélyes

15.1.2 A tartályban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól és 50 °C feletti
túlhevüléstől óvni kell. Használat után se próbáljuk a palackot felnyitni vagy
tűzbe dobni. Ne fűjjük nyílt láng felé, vagy izzó parázsra. A porlasztott
oldószert ne lélegezzük be. Használat közben létrejöhét robbanékony vagy
könnyen gyulladó oldószerpára-levegő elegy. Lángforrástól tartsuk távol!
Tilos a dohányzás! Csak jól szellőztethető helységben használjuk!
Gyermekektől elzárva tartandó!

16 EGYÉB ADATOK

16.1 További dokumentációk és/vagy igazolások

Nincsenek

16.2 További jellemzők

Használat alatti túlnyomás: 12 bar

Nem tartalmaz fluor-klór-szénhidrogént (FCKW) vagy klór-szénhidrogént (CKW).

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a megadott adatok és jellemzők a mai
ismereteinknek, kutatási eredményeinknek, analitikánkknak, valamint az ide vonatkozó
biztonsági előírásoknak megfelelnek. Jogi értelemben nem jelentenek garanciát a leírt
tulajdonságok.

A törvény előírásainál vegye figyelembe annak hatáskörét.