



Denu Light Body, Denu Medium Body, Denu Heavy Body
BIZTONSÁGI ADATLAP

A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint.

A készítés dátuma: 2017. június 1.

1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése

Termék neve: DENU Light Body, DENU Medium Body, DENU Heavy Body

Termék leírása: Fogászati elasztomer lenyomatanyag

Gyártó:

HDI Inc.

#201 IL-SHIN B/D, 24 Tongil-ro, Jung-gu,
Seoul, Korea (Telephone: +82-2-777-3510)

CHEMTREC (International) :+82-2-855-2874

Forgalmazó:

Fair-Trade Dental Kft.
2094 Nagykovácsi Károli Gáspár u. 10.
tel.: +361- 792-7344, +361- 792-7332

ETTSZ elérhetősége: 1097 Budapest, Nagyváradi tér 2. Tel.: 1/476-6400

2. Összetétel

Összetevő (Katalizátor)	A teljes tömeg %-a	CAS. szám
Amorf szilícium-dioxid	40-50	112926-00-8
Vinil-dimetil-sziloxán/poli-dimetil-sziloxán	50-60	68083-19-2
Összetevők (Bázis)		
Amorf szilícium-dioxid	40-50	112926-00-8
Vinil-dimetil-sziloxán	35-60	68083-19-2
Poli-dimetil-sziloxán	1-5	68083-19-2



Denu Light Body, Denu Medium Body, Denu Heavy Body

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Nem veszélyes.

4. Elsősegélynyújtás

Utasítások:

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel és keresse fel orvosát!

Bőrrel való érintkezés esetén: Mossa meg a szennyezett bőrfelszínt vízzel és szappannal! Keresse fel orvosát, ha irritáció lépne fel!

Lenyelés esetén: Nincs tennivaló.

Krónikus veszély: Nem ismert.

Rákkeltő: hosszú távú állatkísérletek alapján nem minősül a rákkeltőnek.

Teratogenitás: nem ismert

Mutagenitás: nem ismert

Reprodukciós toxicitás: nem ismert

5. Tűzveszélyesség

Stabilitás: Stabil.

Veszélyes polimerizáció: Nem ismert.

Robbanékonysági adatok: Nem ismert.

Megfelelő tűzoltószerek: víz, oltóhab, poroltó

Távol tartandó: fénytől.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Környezetvédelmi óvintézkedések: nincs szükség különleges intézkedésre

Tisztítási módszerek: törölje fel, majd mossa le a szennyezett felületet egy megfelelő nedvszívó képességű ronggyal.

7. Kezelés és tárolás

Tárolás: száraz, hűvös helyen, megfelelően lezárva.

Kezelés: tartsa távol nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napfénytől.



Denu Light Body, Denu Medium Body, Denu Heavy Body

8. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Személyi óvintézkedések:

Az emberi szervezetre nem káros.

Szem és arc védelme: védőszemüveg használata javasolt.

Higiéniai előírások: a biztonsági gyakorlatnak megfelelően kezelendő!

Ne egye meg!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Anyaga: Krém.

Szag: Szagtalan.

Vízdoldékonyság: Nem oldható vízben.

Fényérzékenység: Nagyon érzékeny (polimerizáció).

Egyéb tulajdonságról nincs ismert adat.

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: normál körülmények között stabil

Polimerizáció: Fény hatására.

11. Toxikológiai információk

Agar teszt: 0-1

Emberi szervezetre gyakorolt hatás: nem veszélyes (egereken tesztelve)

Ajak irritáció: kipirosodás, ödéma nem tapasztalható (hőrcsögökön tesztelve)

Endotoxin teszt: Megfelel az Endotoxin határnak

12. Ökológiai információk

Nem áll rendelkezésre adat.



Denu Light Body, Denu Medium Body, Denu Heavy Body

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Hulladékkezelési módszerek: A hulladékanyagokat a 2008/98/EK, a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI.5.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítésére erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.

14. Szállításra vonatkozó adatok

Információ: Nem jelent veszélyt.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok: Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009 (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben, sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben.

Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült.

16. Egyéb információk

A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni, és értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatot.

A gyártó a nem megfelelő használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.



Denu Light Body, Denu Medium Body, Denu Heavy Body

A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, az 1999/45 EK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet előírásainak.