



Denu Base Liner

Biztonsági adatlap

A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint.

A készítés dátuma: 2017. június 23.

1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése

Termék neve: DENU Base Liner

Termék leírása: Bioaktív fényre kötő alábélelő és pulpa sapkázó anyag

Gyártó:

HDI Inc.

#201 IL-SHIN B/D, 24 Tongil-ro, Jung-gu,
Seoul, Korea (Telephone: +82-2-777-3510)

CHEMTREC (International) :+82-2-855-2874

Forgalmazó:

Fair-Trade Dental Kft.
2094 Nagykovácsi Károli Gáspár u. 10.
tel.: +361- 792-7344, +361- 792-7332

ETTSZ elérhetősége: 1097 Budapest, Nagyváradi tér 2. Tel.: 1/476-6400

2. Összetétel

Összetevő	A teljes tömeg %-a	CAS. szám
UDMA	10-40	72869-86-4
BPE 80N	10-30	41637-38-1
Ba-üveg	40-60	65997-17-3
Pigment (piros+sárga+fekete)	1-10	N/A

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Veszély jelölése: nem minősül veszélyes anyagnak.



4. Elsősegélynyújtás

Utasítások:

Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. A gyors kiöblítést követően távolítsa el a kontaktlencséit (ha vannak), majd legalább 15 percen keresztül folytassa a szem kiöblítését. Vizsgáltsa meg a szemét szakemberrel!

Belégzés esetén: Azonnal vigye friss levegőre a sérültet. Ha nem lélegzik, kezdje meg az újraélesztést, hívjon orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés esetén: Szappannal és vízzel mossa le. Keresse fel orvosát, ha irritáció lép fel, mely tartósan megmarad vagy növekszik.

Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS! Itasson sok vizet a sérülttel. Konzultáljon kezelőorvosával, ha az anyagból nagy mennyiséget nyelt le.

Rákkeltő: hosszú távú állatkísérletek alapján nem minősül a rákkeltőnek.

Teratogenitás: nem ismert

Mutagenitás: nem ismert

Reprodukciós toxicitás: nem ismert

5. Tűzveszélyesség

Szilárdság: Szilárd.

Kerülendő: fény és hő

Kockázatos polimerizáció: nem lehetséges

Tűzoltási eljárások: használjon védőfelszerelést a tűzoltáshoz

Megfelelő tűzoltószerek: oltóhab, poroltó, víz

6. Óvintézkedés baleset esetén

Környezetvédelmi óvintézkedések: nincs szükség különleges intézkedésre

Tisztítási módszerek: törölje fel, majd mossa le a szennyezett felületet egy megfelelő nedvszívó képességű ronggyal.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: tartsa távol nyílt lángtól és közvetlen napfénytől.

Tárolás: száraz, hűvös helyen, megfelelően lezárva.



Denu Base Liner

8. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Személyi óvintézkedések:

Az emberi szervezetre nem káros.

Szem és arc védelme: védőszemüveg használata javasolt

Bőr védelme: viseljen megfelelő védőruházatot és gumikesztyűt!

Higiéniai intézkedések: a biztonsági gyakorlatnak megfelelően kezelendő

Ne egye meg!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Anyaga: krém

Szag: Szagtalan

Szín: sárga

Fényérzékenység: Nagyon érzékeny (polimerizáció)

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: normál körülmények között stabil

Polimerizáció: nem értelmezhető fény nélkül

Kerülendő körülmények: fény és hő

11. Toxikológiai információk

Akut toxikusság: Normál használat szükséges mennyiség mellett csak minimális veszélyt jelent az egészségre

Irritáció: Irritálhatja a szemet, a légutakat, a nyálkahártyát és a bőrt tartós alkalmazás során.

Érzékenység: Allergiás reakciót válthat ki tartós vagy helyi érintkezése a bőrrel.

12. Ökológiai információk

Nem áll rendelkezésre adat.



Denu Base Liner

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Hulladékkezelési módszerek: A hulladékanyagokat a 2008/98/EK, a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI.5.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítésére erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.

14. Szállításra vonatkozó adatok

Információ: nem jelent veszélyt
Kerülje a hőt és a fényt!

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok: Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009 (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben, sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben.

Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült.

16. Egyéb információk

A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni, és értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatot.

A gyártó a nem megfelelő használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.



Denu Base Liner

A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, az 1999/45 EK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet előírásainak.